



## Needling

Lee atentamente las instrucciones de uso antes de utilizarlo. Límpiate bien las manos antes de entrar en contacto con el módulo de la aguja o ponte guantes desechables. Inserta el módulo de la aguja en la pieza de mano del aparato y gíralo en el sentido de las agujas del reloj hasta que oigas que encaja. Ajusta ahora la longitud deseada de la aguja en la rueda y la velocidad deseada en el aparato. Prueba brevemente si el tratamiento te resulta indoloro. Si quieres trabajar en un principio activo estéril Serum directamente con el NeedlingPen, extiéndelo sobre la zona de piel afectada. Tensa la zona de piel que quieras tratar con dos dedos. Aplica el NeedlingPen sobre la zona de piel a tratar. Trabaja en el

Serum con movimientos circulares y ejerciendo poca presión. Repasa cada zona de la piel unas 5 a 8 veces.

## Datos técnicos.

### Volumen de suministro:

- 1 x NeedlingPen X-tra Control
- 2 x módulos de agujas de 12 polos
- 2 x batería de 1000 mAh
- 1 x adaptador de carga
- 1 x conector de red
- 1 x instrucciones de uso

Módulos de agujas compatibles	12 patillas 36 patillas 42 patillas Nano
Niveles de potencia	5
Pulsaciones/minuto	16.000
Longitud de la aguja	0,25 mm - 2,5 mm
Diámetro de la aguja	0,23 mm
Modo de funcionamiento	Con y sin cable
Batería recargable	1000 mAh
Duración de la batería	de 6 a 8 h

Material	Aluminio
Peso	65 g
Entrada	CA 110V-240V, CC 5V, 1000 mA
Equipamiento especial	Asa antideslizante

