

2087-4 MESA GINECOLÓGICA

(4 motores, altura-respaldo-apoyo pies y trendelenburg regulable)



Especificaciones Técnicas:

Altura del asiento : 640 mm - 940 mm

Longitud de la mesa : 2010 mm (incluido el pie de cama)

Ancho de la mesa : 640 mm

Sección de asientos : 640 mm x 360 mm

Sección trasera : 640 mm x 1000 mm

Sección de la puntera: 640 mm x 600 mm

Sección de soporte de pie curvada : 850 mm (rango cerrado)

Capacidad de elevación : 200 kg.

Número de motores : 4

Tipo de control : Pedal

Características funcionales:

Sección trasera : 0° ~ + 70°

Trendelenburg : +25°

Trendelenburg inverso : -5°

Sección del dedo del pie : acoplable y extraíble.

Sección de apoyo para pies curva : Se puede mover hacia arriba y hacia abajo con un motor y manualmente hacia la derecha y hacia la izquierda. Completamente desmontable.

Accesorios estándar:

Sección para los dedos (1 pieza), Soporte curvo para los pies (2 piezas), Soporte para las rodillas (2 piezas), Contenedor de residuos (1 pieza), Sección para toallas de papel (1 pieza), Pañuelo ginecológico (1 pieza)

Información de embalaje:

Peso : 150 kilos

Peso bruto : 175 kg.

Dimensiones del embalaje : 152 x 77 x 99 cm

